

Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Cpap

Réf. : SOC-KRM-201016



Description de l'Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Cpap:

Le SleepOne crée un grand confort dans la thérapie pour fixer la pression OSA auprès des patients. Petit, léger, et robuste, son design le rend facilement portable, lui et l'alimentation universelle. Il est facile d'ajuster l'humidificateur de chauffage intégré, un grand intervalle de pression de fonctionnement. Les fonctions d'activation et de désactivation automatique permettent de remplir tous les besoins pour une thérapie réussie.

L'algorithme de confort EXR intégré améliore l'expérience respiratoire avec l'appareil. Il crée une exhalation de secours pour le patient en augmentant la conformité et le succès de la thérapie.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Oubliez les accessoires onéreux, vous n'aurez plus besoin de payer cher pour une thérapie décente. Plus besoin de payer pour vos données de sommeil. Tout est inclus dans cette petite machine durable pour une confortable nuit de sommeil.

La fonction de consignation des données vous permet d'obtenir la bonne thérapie tout le temps.

Fourni avec le progiciel Sleep One, vous pouvez obtenir vos rapports justes en connectant l'appareil avec un câble USB. Si tu veux utiliser un AutoCPAP ou un standard ; les rapports nocturnes peuvent être extraits du périphérique avec l'aide d'un logiciel Sleep One.

Alimentation interne, garantie une manipulation aisée pendant le voyage, et empêche des énormes bruits dans votre chambre à coucher. Un mince cordon d'alimentation est suffisant pour faire fonctionner le périphérique. Des accessoires sont disponibles en option sur demande. Un adaptateur d'enrichissement en oxygène; un convertisseur pour une utilisation des jacks 12V en voitures, camions et bateaux. Les fonctions d'activation et de désactivation peuvent être désactivées si vous le souhaitez.

La plate-forme SleepOne offre au patient un confort, une fiabilité et une rentabilité. La réaction au ronflement est réglable grâce au paramètre « **Snore sensitivity** ».

Données techniques de l'Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Cpap :

- Intervalle de pression: 3 – 20 cmH₂O (Incrément 0.5 cmH₂O)
- Débit : 0 cm H₂O 180 L/Min 20 cmH₂O >50 L/Min
- Réglage de l'altitude : automatique
- Dimensions (Largeur x profondeur x Hauteur) : 18.1 x 15.5 x 11.7 cm
- Poids : 1,20 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Consommation d'énergie : 65 W
- Tension : 100-230 V AC
- Garantie: 2 ans
- Niveau de bruit : <29 db="" p="">
- Logiciel de rapport : Sleep ONE Software Auto-On/Auto Off (Oui)
- Sans masque : Oui
- Paramètres réglables : temps de rampe, pression de démarrage de la rampe, activation automatique, désactivation automatique, pression CPAP



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration