

Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel S

Réf. : SOC-KRM-201018



Description de l'Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel S:

Socimed est fière de présenter l'appareil à double niveaux de la gamme de produits SleepOne. Les appareils SleepOne Bilevel sont conçus pour fournir de manière précise une assistance respiratoire à deux niveaux. Avec un algorithme amélioré, ils sont assez précis pour identifier les tentatives de respiration des patients.

Le déclenchement à la sensibilité réglable augmente la conformité avec le patient, et rend l'appareil utile pour différents groupes de patients. Le déclenchement de l'inspiration est réglable à un débit de 2 l/min à 20 l/min.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Pour augmenter la synchronisation périphérique-patient, les courbes de changement de pression IPAP-PEP et PEP-IPAP peuvent être arrondies à 5 étapes. Ce paramètre améliore le confort du patient et ainsi, il augmente la synchronisation.

Alimentation interne, garantie une manipulation aisée pendant le voyage, et empêche des énormes bruits dans votre chambre à coucher. Un mince cordon d'alimentation est suffisant pour faire fonctionner le périphérique. Des accessoires sont disponibles en option sur demande. Un adaptateur d'enrichissement en oxygène; un convertisseur pour une utilisation des jacks 12V en voitures, camions et bateaux.

Thérapie à double niveau spontanée et abordable, jusqu'à 25 cmH₂O IPAP...

Les appareils SleepOne Bilevel sont conçus pour fournir de manière précise une assistance respiratoire à deux niveaux. Avec un algorithme amélioré, ils sont assez précis pour identifier les tentatives de respiration des patients.

Spécifications techniques de l'Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne Bilevel S :

- Intervalle de pression (cmH₂O) : CPAP MODE 3 – 20 cm H₂O (incréments 0.5)
 - * Mode Intervalle IPAP à deux niveaux 6 – 25 cm H₂O (incréments 0.5)
 - * Mode Intervalle EPAP à deux niveaux 3 – 22 cm H₂O (incréments 0.5)
- Déclenchement de l'inspiration : 3 l/min – 15 l/min réglable
- Déclenchement de l'expiration : Débit inspire % 10 – % 90
- Ratio I / E : 1:0.5 à 1:4.0
- Arrondis IPAP : 0 – 5
- Arrondis EPAP. : 0 – 5



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Dimensions (Longueur x profondeur x hauteur) : 18.1 x 15.5 x 11.7 cm
- Poids : 1.20 Kg
- Consommation en énergie : 65 Watt
- Tension : 100-230 V AC
- Garantie : 2 ans
- Niveau de bruit : <29 db="" br="">
- Logiciel de rapport : SleepOne, TrackPro
- Activation / Désactivation automatique : Oui
- Retrait du masque : Oui



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration