

Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle Sleep ONE Bilevel ST Auto

Réf. : SOC-KRM-201021



Description de l'Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle Sleep ONE Bilevel ST Auto:

Solution tout en un, pour les marchés en développement.

Le SleepOne Bilevel ST Auto est le nouveau venu de la gamme de produits SleepOne. Avec sa puissante soufflerie il peut aller jusqu'à 35 cmH₂O en modes autorisés.

C'est une solution qui a été conçue pour les pays en voie de développement. Produit unique adapté à une large gamme de patients. Cet aspect rend le produit attrayant auprès des professionnels. Lorsque le patient est prêt à rentrer à la maison, ou alors que des solutions plus compliquées sont désormais requises après les soins intensifs.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

En collaboration avec le SleepOne Desktop software, tous les paramètres peuvent être modifiés, les modes peuvent être modifiés ou le patient peut être surveillé en temps réel avec plusieurs graphiques.

Graphique 1 : Pression

Graphique 2 : Graphique de flux, incluant la courbe de flux du patient, la courbe du flux de fuite, la notification des événements (apnée, hypopnée, obstructive, etc.)

Graphique 3 : Courbe de remplissage pulmonaire

Toutes les courbes vous donnerons les données en temps réel aux bouts de vos doigts. Aucun matériel supplémentaire nécessaire, autre qu'un port USB et un PC Windows.

Spécifications techniques de l' Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle Sleep ONE Bilevel ST Auto , modèle Sleep ONE Bilevel ST Auto :

- Déclenchement de l'inspiration : 3 l/min – 15 l/min réglable
- Déclenchement de l'expiration : Débit inspire % 10 – % 60
- Ratio I / E : 1:0.5 à 1:4.0
- Arrondis IPAP : 0 – 5
- Arrondis EPAP : 0 – 5
- Réglage de l'altitude : Automatique
- Dimensions (Longueur x profondeur x hauteur) : 18.1 x 15.5 x 11.7 cm
- Poids : 1.29 Kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Consommation en énergie : 65 Watt
- Tension : 100 - 230 V AC
- Garantie : 2 ans
- Niveau de bruit : <29 db="" p="">
- Logiciel de rapport : SleepOne, TrackPro
- Activation / Désactivation automatique : Oui



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration