

Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne ProPSV

Réf. : SOC-KRM-201024



Description de l'Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne ProPSV:

Ventilateur du support de pression non-invasif.

Polyvalent avec pression contrôlée et modes de support, ainsi que le ciblage de volume.

Le "ciblage de volume" est une fonction, qui lorsqu'elle est activée augmentera la pression automatiquement, si le volume courant du patient ne peut atteindre le volume cible défini. L'augmentation de l'intervalle de pression de cette fonction peut être réglée de 3 à 10 cmH2O.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Les alarmes aussi bien audio que visuelle, incluent les pressions basse/haute, volume bas/haut, fréquence haute, grande fuite et batterie faible.

Avec la batterie interne lithium-ion, le ProPSV peut fournir approximativement 3 heures de fonctionnement autonome. Cela le rend plus adéquat pour des patients dont les cas sont plus sérieux.

Un écran LCD large et coloré donne en temps réel la pression et les graphiques de débit.

Humidificateur de chauffage intégré et optionnel permet la prévention des symptômes de sécheresses des voies aériennes supérieures.

Les données de la thérapie sauvegardées dans la carte mémoire peuvent être téléchargées facilement pour visualisation et conception de rapports.

Télécommande et surveillance via les graphiques en temps réel (débit/fuite patient avec notifications d'évènements, pression et volume courant) sont aussi possible avec le SleepOne Desktop Software.

Spécifications techniques de l' Appareil CPAP pour l'apnée du sommeil, Modèle SleepOne ProPSV:

- Modes de ventilation : CPAP, PSV, Assisted PCV, PCV, ProSV, ProVT
- IPAP: 6 – 35 cm H₂O
- EPAP: 3 – 20 cm H₂O
- Volume courant cible : 50 – 2000 ml
- Fréquence respiratoire : 4 – 50 bpm
- Ratio I:E: 1:0.3 - 1:4.0
- Déclenchement de l'inspiration: 1 - 5, Automatique



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Déclenchement de l'expiration : 10% - 90%
- Taille : 18.1 x 15.5 x 11.7 cm
- Poids : 1.260 kg
- Niveau de bruit: < 30 dBA
- Humidification : humidificateur de chauffage SleepOne en option
- Alarmes : pression haute, pression basse, volume haut, volume bas, fréquence élevée, fuite élevée, batterie faible, carte mémoire enlevée
- Surveillance: pression, débit, volume courant, fréquence.
- Source d'alimentation courant continu: 12 V, 8 A
- Gestion des données : la carte SD stocke jusqu'à 365 nuits de données de traitement détaillées



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration