

Valise d'urgence 400 Litres O2

Réf. SPE-804241



Recommandé pour : médecins, chirurgiens-dentistes, infirmeries (industries, chantiers, clubs de loisirs, ...) centres sportifs, piscines, clubs de plongée, bateaux, etc... établissements de soins et maisons de retraite.

Valise en aluminium fonctionnelle, compacte, robuste et spacieuse (51x23x28 cm). Visibilité et accessibilité immédiate de tous les composants.

- 1 bouteille de 2 l (sous AMM), soit 400 l d'oxygène médical détendu à 200 bars (bouteille livrée vide) ;
- 1 manodétendeur-débitre à étrier 0-15 l/mn, à 9 débits pré-réglés ;
- 1 insufflateur manuel en vinyle avec 2 masques (adulte n°5 et enfant n°3), valve de suppression, réservoir O2, tube 2 m. Ballon, valve et masques stérilisables à froid ;
- 1 masque à oxygène avec tubulure O2 ;
- 3 canules de Guedel (Adulte, Enfant, Nourrisson) ;
- 1 pince tire-langue, 1 ouvre-bouche.

*Poids bouteille : 3,8 kg. (Bouteille livrée vide)

*Poids total : 10 kg

*Autonomie : 20 à 24 minutes à 15 l/mn



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration