

BRITH 5080

Table d'accouchement électronique

BRITH 5080 est conçu pour assurer le plus de confort et d'aisance possible lors de l'accouchement et des processus d'inspection. Ceci grâce à ses fonctions intégrées et multiples accessoires. La table d'accouchement électronique permet

- un réglage contrôlé de la hauteur de la pédale et du dossier,
- Des positions de Trendelenburg et marche arrière Trendelenburg,
- Un soutien du genou grâce aux coussinets de support et
- Un support pour les poignées

La combinaison de tous ses attributs et de sa mobilité exceptionnelle rendent la table d'accouchement électronique BRITH 5080, un élément révolutionnaire du pavillon Maternité.



- 3 moteurs
- Ajustement électronique du dossier, de la hauteur, des positions de Trendelenburg et marche-arrière Trendelenburg par la pédale de commande
- Anti-microbien, imperméable, ignifuge, matelas perméable à l'air
- Matelas Repose-pieds amovible
- Poignées chromées
- Poubelle en acier inoxydable
- Rails latéraux verrouillables, réglables et amovibles
- Supports de jambe en Polyuréthane amovibles et réglables
- Roulettes pivotant à 360° avec mécanisme de freinage central et commande de direction
- Pare-chocs en plastique protecteurs
- Panneau de tête détachable
- Hauteur ajustable au Pole IV
- Cadre inférieur recouvert d'ABS
- Rails d'accessoires en acier inoxydable
- Plate-forme de matelas stratifiée facile à nettoyer
- Cadre en métal enduit de poudre électrostatique
- Prises de poteau IV

Accessoires optionnels:

- Chariot d'accessoires
- Batterie de secours
- Unité de commande manuelle
- Poteau de levage
- Manuel CPR
- Porte-fichiers

DETAILS TECHNIQUES

Dimensions externes	min:	80x155cm
	max:	80x187cm
Surface du lit :		60x168cm
Hauteur (sans matelas)		62-91cm
Angle du dossier:		0°-70°
Angle du Trendelenburg:		0°-14°
Angle de la marche-arrière Trendelenburg :		0°-14°
Diamètre du Castor:		150mm
Capacité de charge de travail sécuritaire:		240kg
Poids:		93kg
Epaisseur du matelas(sections du dossier et du pelvis)		8cm
Epaisseur du matelas Repose - pieds:		12cm
Dégagement sous le lit:		17cm
DONNEES ELECTRIQUES		
Alimentation:		max. 3,15A 100V - 240V ~ 50/60 Hz
Protection contre les chocs électriques		Class I, Type B
Protection contre les infiltrations liquides:		IP x66