

# S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Table d'accouchement  
multifonctionnelle

## Table d'accouchement multifonction C102 Réf. SOC-C102



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,  
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663  
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

La Table d'accouchement (obstétricale) multifonction C102 est conçue et fabriquée pour répondre aux besoins des praticiens et des femmes. Elle intègre des technologies de pointe et est utilisée pour les opérations de gynécologie obstétrique, de chirurgie, des césariennes d'urgence, des examens, et pour de nombreuses autres fonctions. Les mouvements de montée et de descente, le déplacement du dossier vers l'avant et/ou vers l'arrière de basculement gauche/droite de cette table d'accouchement sont commandés par des moteurs électriques.

- **Dimension de la table:** longueur 1920mm, largeur 610mm .Hauteur de la table Min. & Max.: 790mm ~ 1040mm Trendelenburg  $\geq 12^\circ$ , anti-Trendelenburg:  $\geq 12^\circ$ . Déplacement du dossier :  $-5^\circ \sim 75^\circ$  Déplacement de l'assise :  $0 \sim 15^\circ$  Dimension de la plate-forme: 580mm de longueur, largeur 610 mm Mouvements de la plate-forme :  $0 \sim 90^\circ$  Mouvement des repose-bras:  $\geq 90^\circ$  (peut prendre la position verticale comme un rail de sécurité) Bassine pour les écoulements dimension: 468 × 338 × 125mm (peut être équipé avec un tuyau souple) Alimentation: AC 220V 50HZ
- **Accessoires standards :** 1 paire support de jambes, 1 paire de clamp, 1 Bassine, 1 câble électrique : 1 Pédale (ou commande manuelle) 1 paire de support bras. 1 coussin étanche.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration