

Table d'opération électrique, Modèle ET 300C

Réf. SOC-ET300C



Description de la table d'opération électrique, Modèle ET 300C

La table d'opération électrique, modèle ET300C est un modèle de table d'opération automatique avancé qui peut satisfaire divers exigences en salle d'opération. Long coulissement horizontal, approprié pour les Bras-C et les rayons X. Elle peut être considérée comme la table électrique idéale.

Elle est adaptée à une télécommande micro tactile, qui permet d'ajuster les mouvements de la table.

Réglage flexible du panneau de tête, du panneau arrière et de la plaque de siège. Avec dossier incorporé. Automatisation élevée, fonctionne à faible bruit, fiabilité élevée.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Caractéristiques de la table d'opération électrique, Modèle ET 300C :

- Système à moteur électrique ;
- Flexible et précis ;
- Rentable ;
- Application Bras-C ;
- Application au rayon X ;
- Certifications : CE, ISO 13485, ISO 9001 etc.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 2070 x 550 mm ;
- Hauteur réglable : 1000/700 mm ;
- Trendelenburg : 25° ;
- Anti-Trendelenburg : 25° ;
- Inclinaison latérale (gauche/droite) : 15°/15° ;
- Repose tête (haut/bas) : 45°/90° ;
- Panneau arrière (haut/bas) : 75°/20° ;
- Plaque de pied (haut/bas/vers l'extérieur) : 15°/90°/90° ;
- Dossier (vers le haut) : 110 mm ;
- Longitude coulissante : 300 mm ;
- Capacité de chargement : 200 kg ;
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW ;
- Matelas : mousse viscoélastique ;
- Garantie : 2 ans.

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Accessoires standards :

- Ecran d'anesthésie ;
- Support d'épaule ;
- Support de bras ;
- Support du corps ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Panneau de base ;
- 8 pinces de fixation ;
- Longue pince de fixation ;
- Manivelle pour dossier ;
- Télécommande à main ;
- Carte pour radiographie ;
- Matelas ;
- Line d'alimentation ;
- Fusible de rechange ;
- Mode d'emploi.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N