

Table d'opération gynécologique électrique, Modèle ET 400 A

Réf. S O C - E T 400 A



socimed

Description de la table d'opération gynécologique électrique, Modèle ET 400 A

La table d'opération gynécologique électrique, Modèle ET400A a un look très attirant.

Le matelas de la table est disponible sous différentes couleurs.

Dispose d'un commutateur à pied en option, fonctionnant électriquement et facile à utiliser.

Cette table a surmonté la question de la lenteur de produits similaires.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques de la table d'opération gynécologique électrique, Modèle ET 400A

- Système à moteur électrique ;
- Sécurité et stabilité ;
- Confortable à utiliser ;
- Conception ergonomique ;
- Télécommande ;
- Certifications : CE, ISO 13485, ISO 9001 etc.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 1800 x 540 mm ;
- Hauteur réglable : 950/680 mm ;
- Trendelenburg : 17° ;
- Anti-Trendelenburg : 14° ;
- Panneau arrière (haut/bas) : 60° / 10° ;
- Capacité de chargement : 150 kg ;
- Volume : 220v, 50Hz, 1.0kW ;
- Matelas : mousse de PU ;
- Garantie : 2 ans.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Accessoires standards :

- Poignée de maintien ;
- Support de bras ;
- Etrier appui-pied ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Plaque de jambe ;
- Bassin à déchets ;
- Cadre pour bassin à déchets ;
- Pince de fixation ;
- Télécommande à main ;
- Matelas ;
- Line d'alimentation ;
- Fusible de rechange ;
- Mode d'emploi.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration