

Table d'opération gynécologique électrique, Modèle ET 400B

Réf. SOC-ET400B



Description de la table d'opération gynécologique électrique, Modèle ET 400B

La table d'opération électrique, Modèle ET400B est le modèle de table électrique le plus récent qui peut être utilisé en cas d'accouchement, pour les opérations et les examens gynécologiques. L'élévation du dessus de table peut être en mode Trendelenburg / Trendelenburg inversé. Les panneaux arrière sont contrôlés à la fois par télécommande à micro touche ainsi que par interrupteur à pied. Le moteur électrique importé permet un mouvement souple et flexible, à faible bruit, fiabilité élevée. L'enveloppe de base et de la colonne est en acier inoxydable de qualité médicale 304. Le matelas homogène peut être adapté à une couleur spécifique, facile à nettoyer et à stériliser.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Caractéristiques de la table d'opération gynécologique électrique, Modèle ET 400B :

- Système à moteur électrique ;
- Double système de contrôle à distance ;
- Flexibilité et précision ;
- Facile à nettoyer ;
- Facile à utiliser ;
- Certifications : CE, ISO 13485, ISO 9001 etc.

Spécifications techniques :

- Dimensions : 1780 x 600 mm ;
- Hauteur réglable : 880/680 mm ;
- Trendelenburg : 20° ;
- Anti-Trendelenburg : 8° ;
- Panneau arrière (haut/bas) : 45° / 7° ;
- Capacité de chargement : 200 kg ;
- Volume : 220V, 50Hz, 1.0kW ;
- Matelas : mousse de PU ;
- Garantie : 2 ans.

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Accessoires standards :

- Poignée de maintien ;
- Support de bras ;
- Etrier appui-pied ;
- Béquille pour supporter le genou ;
- Plaque de jambe ;
- Bassin à déchets ;
- Cadre pour bassin à déchets ;
- Pince de fixation ;
- Télécommande à main ;
- Interrupteur au pied ;
- Matelas ;
- Line d'alimentation ;
- Fusible de rechange ;
- Mode d'emploi.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration