


## Table opération électro-hydraulique HyBase 3000

Réf. SOC-HyBase3000



Conçue pour des cas chirurgicaux toujours plus complexes, la table d'opération HyBase ne demande que peu d'effort et de temps pour positionner le patient de façon sécurisée, confortable et efficace. A l'écoute des besoins des chirurgiens et des infirmiers, nous proposons une solution complète de table d'opération. La table d'opération HyBase 3000, qui présente un bon rapport coût/efficacité, répond également aux différentes exigences des chirurgiens.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

- Un matelas de décompression antistatique, étanche et sans couture
- Déplacement longitudinal électrique de 200 mm en direction de la tête
- Déplacement longitudinal électrique de 100 mm en direction des pieds, libérant ainsi davantage d'espace pour la gynécologie et l'urologie
- Poids maximal de 185 kg en position normale
- Batterie prévue pour 50 à 80 opérations
- Retour à la position d'origine à l'aide d'un seul bouton
- Position flex et reflex à l'aide d'un seul bouton
- Plaque de table radiotransparente pour un accès libre à l'appareil de radiographie
- Trois panneaux de commandes, dont le panneau à distance, la commande de secours et la pédale



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration