

Set de 3 ventouses Bird (Ø 40, 50 et 60 mm)

Réf. SOC-MDL-251059



Caractéristiques du set de 3 ventouses Bird

- Diamètres proposés (Ø) : 40, 50 et 60 mm
- Basée sur le concept de la ventouse Malmström, avec des orifices d'aspiration et de traction distincts
- Autoclavable,
- En acier inoxydable



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N