

PARAFFINE POUR INCLUSION HISTOWAX



Paraffine Histowax est obtenue par mélange de paraffines et cires de qualité, filtré pour une meilleure pureté et sans additif. Forme des copeaux est étudiée pour une fusion rapide entre et 58° C.

La formulation permet des coupes de 2 à 5 microns de tissus durs ou non.

Conformité au marquage CE

L'HISTOWAX est conforme à la Directive 98/79 CE sur les Dispositifs pour Diagnostic In Vitro.

Réf.	SOC-HISTOWAX1KG	SOC-HISTOWAX15KG
Point de Fusion	56° - 58°C	
Pour Coupes de	2 à 5 microns	
Additif	Sans	
Présentation		ECO
Sac de	1 kg	15 kg
Carton de	12 sacs	1 sac
Unité de Vente	1 carton	1 carton
Soit en kg de Paraffine	12 kg / carton	15 kg / carton

