

## Support mobile avec 10 tabliers

Réf. SOC-491100



### Description :

- Il est fait en acier inoxydable et a des bras pivotants.
- Il permet un stockage commode et soigneux des vêtements de protection.
- Il est mobile et est déplaçable grâce à des roulettes.
- Il se constitue de 2 freins

### Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 155(L) x 72(H) x 96(P) cm
- Volume: 1,0714 cm<sup>3</sup>
- Poids: 73 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration