

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Tablier plombé, taille XL
modèle Kelida FA

Tablier plombé, taille XL modèle Kelida FA

Réf.: SOC-8715451981



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Tablier plombé, taille XL
modèle Kelida FA

Le Tablier plombé, taille XL modèle Kelida FA est un tablier frontal de radioprotection. Son imperméabilité aux rayons X fait de lui un vêtement idéal pour une protection optimale d'une bonne partie du corps des professionnels de santé qui sont quotidiennement exposés aux rayons ionisants.

L'épaisseur en plomb du Tablier plombé, taille XL modèle Kelida FA que **Socimed** vous propose varie de 0,25mm à 0,5mm.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N