

## Support pour cuve de développement mano Ref. SOC-210090



### Description:

- Il élève les cuves de développement simple manuel (SOC-210040 et SOC-210030) à une hauteur de travail ergonomique de 100cm.
- Le support est solide et est en acier plombé.
- Il a une hauteur de 35cm

### Caractéristiques Techniques :

- Dimensions: 57(L) x 36(H) x 43(P)cm
- Volume: 0,0882 cm<sup>3</sup>
- Poids: 8,6 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration