


Lot de 5 cadres de film 18 x 24 cm pour
développement manuel de film radiographique
Réf. SOC-240024



Cadres en acier inoxydable pour développement manuel des films radiographiques ou de radiologies.

- La fixation du film de radiographie est rendue sûre par des agrafes spéciales.
- La barre supérieure mesure 46 cm et elle a des douilles en caoutchouc à ses extrémités.
- Il est disponible dans toutes les tailles standards.
- Les autres tailles sont disponibles (demande spéciale).

Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 47(L) x 2(H) x 30(P)cm
- Volume: 0,0028 cm³
- Poids: 0,23 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration