

Cassette de mammographie avec écran HD 24 x 30 cm

Réf. SOC-344030



Description:

- Cassette pour mammographie MACO avec écran au carbone avec fenêtre ID (Identification Window) 24 X 30 cm en plastique solide
- Face avant en carbone pour une faible absorption
- Contact film - écran excellent pour une meilleure qualité d'image
- Equipée d'un écran renforceur HD (Haute définition).

Caractéristiques:

- Dimensions: 32(L) x 1(H) x 42(P) cm
- Volume: 0,0012 cm³
- Poids: 0,275 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration