

Cassette standard de radiographie 35 x 43 cm

Réf. SOC-300043



Les cassettes standards de radiographie sont fabriquées avec de la poudre d'aluminium rigide, et sont d'une construction solide et d'un design avancé. L'utilisation des cassettes radiographiques MACO est rendue conviviale grâce à un système de fermeture mécanique. Un ressort a été intégré afin de faciliter l'ouverture de la cassette radiographique. Des lames de plombs maintenues par des joints en plastique ont été insérées dans les cadres des cassettes radiographiques. Le contact film écran est excellent et fournit une excellente qualité d'image.

- Dimensions: 40(L) x 3(H) x 47(P) cm
- Volume: 0,0056 cm³
- Poids: 2,35 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N