

Réchauffeur d'immersion Réf. SOC-251000



Description:

- Il permet de réchauffer les solutions de traitement.
- Il est en acier inoxydable et est muni d'un crochet.
- La profondeur d'immersion est de 25cm.
- Ne dispose pas de thermostat.

Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 60(L) x 5(H) x 5(P) cm
- Volume: 0,0015 cm³
- Poids: 0,5 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration