

Réchauffeur d'immersion automatique Réf. SOC-252000



Description:

- Le réchauffeur est contrôlé par thermostat pour le traitement des solutions.
- L'unité de commande offre un grand affichage de la température et des arrangements pour deux plaques de chauffage.
- Il est possible de le connecter à une deuxième plaque de chauffage.
- Température réglable en 1 ° C étapes.
- Dispose d'une plaque de chauffage de 26 × 38 × 2 cm (l / h / j).

Caractéristiques Techniques:

- Dimensions: 80(L) x 13(H) x 50(P) cm
- Volume: 0,052 cm³
- Poids: 1,5 kg
- Tension/Alimentation : 230 V - 50 Hz - 150 W



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration