

## Scanner ultrasonique vétérinaire iS V1

Réf. SOC-ISV1



### Caractéristiques:

- Moniteur: 5.0 inchs TFT LCD;
- Mode d'image: B, B+B, B+M, M;
- Grandissement des images: Les images peuvent être grandies en 8 niveaux;
- Stockage permanent des images: 128 images;
- Nuances sombres: 256 niveaux;
- Visualisation avec caractères: hôpital, nom, âge, sexe;
- Mesure: Distance, circonférence, superficie, volume, fréquence cardiaque, GA, EDD;
- Batterie: incorporée, rechargeable pour un travail continu de 3 heures.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration