

## Scanner ultrasonique vétérinaire iS V3

Réf. SOC-ISV3



### Caractéristiques:

- Moniteur: 6.4 inches TFT LCD;
- Mode de balayage: Convexe / Linéaire;
- Modes de visualisation: B, B+B, B+M, M, 4B;
- Commentaire: Date & heure, non. sexe, âge, docteur, hôpital;
- Application: abdominale, OB/GYN, urologie, cardiologie, examen de petites parties, etc.;
- Port: PAL-D vidéo éteinte, USB 2.0.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration