

Film AFGA HDR C Plus, Dim 18 x 24 cm

Réf. HDR-C+-1824



Le HDR-C Plus est un film avec un haut contraste pour les images de mammographie.

Le HDR-C Plus est un film de mammographie orthochromatique monocouche qui fait partie du système film/écran Agfa HealthCare pour la mammographie. Le film utilise à la fois la technologie SEL ("Split Emulsion Layer") et la technologie à cristaux cubiques. Il peut être utilisé avec les produits et les services suivants : le révélateur G1381i et le fixateur G334i sont fortement recommandés, avec les écrans et cassette Mamoray.

➤ Condition minimum de vente: 100 feuilles.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration