

Film AGFA CP-Bu, Dim 18 x 24 cm Ref. CP-BU-1824



Le film AGFA distribué par SOCIMED est un film universel de haut débit, de contraste moyen ou élevé, sensible au bleu pour la radiographie générale. Il peut être traité dans n'importe quelle développeuse conventionnelle ou manuelle par cycles de 90 secondes. Si possible la durée de traitement peut-être allongée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU FILM AGFA DE SOCIMED:

- Matière: Polyester
- Couleur de base: bleu
- Épaisseur: 0.18mm(0.007 pouces)
- Sensibilité spectrale principale : UV et BLEU

RECOMMANDATIONS:

- Température du révélateur à 90 secondes : 33-35 °C (91-95 °F)
- Température du révélateur à 180 secondes : 31-33 °C (88-91 °F)
- Révélateur, taux de régénération : 400-500 ml/m²
- Fixateur, taux de régénération : 600-700 ml/m²
- Température de stockage : 10-20 °C (50-68 °F)
- Humidité relative : 40-60 %



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration