

Imprimante d'identification pour développement de film radiologique Réf. SOC-232000



L'exposition des données du patient se fait par l'usage du papier avec des raies de scribe sur le film. L'imprimante d'identification est essentiellement utilisée dans la chambre noire avant le développement du film. Le système électrique de photo est indépendant du type de cassette. La zone d'information est de dimension 150 x 12mm.

- Dimensions: 55(L) x 51(H) x 45(P) cm
- Volume: ,1261 cm³
- Poids: 12,2 kg



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration