

## Meuble (chariot) de rangement des cassettes

Réf. SOC-227000



### Description:

- Il permet le transport et le rangement des cassettes de radiographie à l'abri de toute radiation
- Ce meuble peut stocker jusqu'à 48 cassettes de dimension 35 x 43 cm.
- Il est monté sur des roulettes avec freins.
- Ce chariot a une coque métallique (équivalent 2 mm de Pb) dont la surface blanche résiste à toute attaque de substances chimiques.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration