

Négatoscope avec variateur, 2 plages Réf. SOC-GEU-821122



Négatoscope avec variateur 2 plages :

- Lampe type lumière du jour,
- 1 interrupteur par plage
- interrupteur bipolaire étanche,
- fusibles de sécurité bipolaires,
- cordon indépendant du coffret.
- CE électrique et électromagnétique
- Plage utile L x l: 800 x 425 mm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N