

Négatoscope 3 plages

Réf. SOC-YGD-01-3



Caractéristiques :

- Source de lumière fluorescente
- Châssis (cadre) en alliage d'aluminium électrophorétique
- Ecran acrylique haute définition de pénétration de la lumière
- Entretien facile
- Dispositif de clip intérieur, le film peut être clipper fermement et retiré facilement



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Données techniques :

Modèle	1 Plage	2 Plages	3 Plages
Dimensions globales	440 x 500 x 105	930 x 500 x 105	1230 x 500 x 105
Taille de l'écran	362 x 420	850 x 420	1150 x 420
Puissance	30 W	120 W	160 W
Uniformité de la luminosité de l'écran	2000cd/m2		
Equilibre de la luminosité de l'écran	>ou = 70%		
Stabilité	<2%		



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration