

## Papier thermique SONY noir et blanc, Modèle UPP-110S

Réf. SON-UPP-110S



Le papier thermique UPP 110 S de SONY en format A6 est un Média d'impression haute qualité Noir&Blanc de type 1. Il est conçu pour une utilisation avec les imprimantes UP-895CE/D895/890/D890. Papier thermique UPP 110S disponible par multiple de 10.

### UPP-110S

Consommable d'impression thermique (Type I : haute qualité) Format du papier : 110 mm (L) x 20 m.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

## Description :

- Rouleau de papier thermique de marque Sony format A6 noir & blanc, haute qualité (type 1). Surtout, utilisé pour les applications Ultrasoniques, Dentaires et Microscopie.

## Indications principales :

- Échographies.
- Applications dentaires.
- Applications par microscope.

## Caractéristiques :

- Format : A6 en noir & blanc.
- Longueur du rouleau : 20m.
- Largeur : 110 mm.
- Quantité d'impression : 217 impressions avec UP-895CE.
- Vendu par carton de 10 rouleaux.

## Compatible avec les imprimantes SONY suivantes :

- UP897MDCE.
- UP897MDSYN.
- UPD897CE.
- UPD897SYN.
- UPD895.
- UP-895MD.
- UP-895CE.
- UPD895MD.
- UPD890.
- UP890CE.
- UP-890MD.
- UP-860.
- UPD860.
- UP860CE.
- UPD860E.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration