

Paravent plombé simple panneaux

Réf. SOC-501016



Le paravent plombé simple panneaux est utilisé pour la radiographie. Il permet la protection du personnel médical lors des interventions. Il est équipé d'une vitre acrylique plombée permettant de visualiser le champ opératoire tout en étant protégé. Il est composé d'un appui, d'une glissière, de pinces, d'une échelle et de plaques de support supérieur et inférieur. La plaque de support supérieure peut supporter des éléments de moins de 100 Kgs. Les pinces peuvent être déplacées de haut en bas en fonction de votre taille.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration