

PARAVENT PLOMBE TRIPLE PANNEAUX

Réf. SOC-504848



Description du Paravent Plombé triple panneaux

Le paravent plombé triple panneaux est utilisé pour la radiographie. Il permet la protection du personnel médical lors des interventions. Il est équipé d'une vitre acrylique plombée permettant de visualiser le champ opératoire tout en étant protégé.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Il est composé d'un appui, d'une glissière, de pinces, d'une échelle et de plaques de support supérieur et inférieur. La plaque de support supérieure peut supporter des éléments de moins de 100 Kg. Les pinces peuvent être déplacées de haut en bas en fonction de votre taille.

Caractéristiques techniques du Paravent plombé triple panneaux

Le **paravent plombé triple panneaux mobile** pour protection en partie droite ou refermé de 135°.

- Le paravent plombé est constitué d'un support à quatre roulettes dont deux avec freins.
- Le panneau central est de 80 x 200 cm (largeur/Hauteur) avec une fenêtre d'observation de 30 x 40 cm.
- Les deux ailes de panneaux latéraux sont de 60 x 200 cm (largeur/Hauteur) chacun.
- **Plomb équivalent** de 2.0 mm Pb.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration