

Lot de cales de maintien du patient Réf. SOC-730100



Elles permettent une immobilisation confortable, sûre et soigneuse de la région à radiographier. Elles sont en polyester cellulaire pour faciliter leur nettoyage et leur désinfection. Le lot se présente dans un coffret qui comprend:

- 1 rectangle 18 x 24 x 5cm
- 2 cales 18 x 24 x 12cm
- 2 cales 18 x 24 x 7cm
- 2 cales 18 x 10 x 5cm
- 1 rond plat (diam. 22 x 5cm)
- 1 anneau (diam. 22/8 x 5cm)
- 1 cylindre (diam. 10 x 25cm)
- Dimensions: 46(L) x 28(H) x 28(P) cm
- Volume: 0,0361 cm³
- Poids: 1,58 kg.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration