



La lampe d'opération montée au plafond combinée modèle SOC1205L est constituée d'une lampe principale et d'une lampe auxiliaire. Lors du fonctionnement de cette lampe d'opération, l'élévation de température à la surface sous éclairage est faible, le niveau d'ombre est élevé et l'illumination ajustable.

Il est adapté pour des opérations chirurgicales sur les parties profondes du corps humain ainsi que des opérations chirurgicales de transplantation et d'autres. Dans le cadre d'opérations chirurgicales ordinaires, la lampe principale ou auxiliaire peuvent être utilisés séparément.

Caractéristiques techniques

Éclairage majeur de l'ampoule: $\geq 130\ 000$ LX

La température de couleur: $4500\text{K} \pm 500\text{K}$

Tension de secteur: $220\text{V} \pm 10\%$ 50Hz

Tension de l'ampoule: AC24V puissance de l'ampoule

Puissance absorbée: 500 VA

Hauteur pour l'installation :280-320cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration