

S+cimed

Le matériel médical c'est nous

Lampe d'opération
Modèle : SOC900/600III



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration

Socimed Sarl, ZAC du bois moussay, 10 Avenue du colonel ROL-TANGUY 93420 Stains France,
Tel. +33(0)149988672 / +33(0)678621481 Fax. +33(0)148612663
RCS BOBIGNY 481 441 939 – SIRET: 481 441 939 00016 – APE 514N

Cette lampe d'opération distribuée par SOCIMED est adaptée pour une utilisation dans diverses conditions d'opérations chirurgicales. Elle est l'équipement d'éclairage idéal pour les salles d'opération modernes.

Caractéristiques:

Le Système de réflecteur dessiné par CAD, la température de couleur est proche de celle de la lumière du soleil.

La gaine de la poignée est amovible et peut être désinfecté à une température élevée de 135 °C.

Un Filtre spécial contre les rayonnements réduit la chaleur au niveau minimum.

Le panneau ondulé rend les rayons lumineux doux.

Le rétro-réflecteur en tôle d'aluminium peint, sur lequel on a mis un film pour le revêtement, à la caractéristique de ne jamais se décolorer.

Un support de lampe avec deux ampoules, Dans le cas où l'ampoule principale est défectueuse, la commande manuelle permet de passer à l'éclairage secondaire.

Les ampoules halogènes, de marques reconnues internationalement, vous assurent un service moyen de plus de 1500 heures.

Données Techniques:

Illumination :120,000-160, 000LX (à 1 m de distance)

80,000-160,000 LX (à une distance de 1m)

Facula diamètre: $\varnothing 100 \sim \varnothing 280$ mm

Profondeur de faisceau de lumière: ≥ 600 mm

Réglage de la luminosité: réglage en continu

Changement entre la lampe principale et la lampe de stand by: automatique

Température de couleur: 4500K \pm 500K

L'élévation de température: ≤ 14 °C / 12 °C \leq

Élévation de la température sur la tête du malade: ≤ 2 °C

Diamètre de support de lampe: 900mm/600mm

Tension secteur: 220V \pm 10% 50Hz

Tension de l'ampoule: AC24V puissance d'ampoule

Alimentation: 600VA

Hauteur pour l'installation :280-320cm



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration