

Finnpipette Focus Plus Multicanaux

La conception innovante des Finnpipettes Focus Plus Multicanaux, incluant le mécanisme "Super-blow-out", garantit une justesse et une répétabilité accrues. Les Finnpipettes Focus Plus Multicanaux présentent les mêmes avantages ergonomiques que les Finnpipettes Focus mono-canal. Le repose-doigt assure le positionnement de la pipette selon un angle de pipetage optimal, permettant ainsi d'obtenir de meilleurs résultats. La Finnpipette Focus Plus Multicanaux est nettement plus confortable et moins fatigante sur des périodes prolongées de pipetage. L'éjecteur de cônes à commande assistée est plus efficace et requiert un effort moindre, ce qui est particulièrement important dans le cas des pipettes multicanaux.



Caractéristiques du produit

- Pipettes à 8, 12 ou 16 canaux pour un pipetage optimisé en microplaques 96 ou 384 puits.
- Hautes performances de justesse et répétabilité
- Réglage rapide du volume
- Ergonomie particulièrement soignée
- Ejecteur de cônes à commande assistée
- Faible poids

Applications

- Biotechnologie
- Chimie
- Environnement
- Agro-alimentaire
- Biologie clinique

Spécifications et informations de commande

Référence	Canaux	Volumes	Incrément	Justesse µl	(%)	Volume µl	Répétabilité s.d.* µl	CV (%)	Code couleur	Finntip
4610100	8	1-10 µl	0,1 µl	±0,24 ±0,12	±2,4 ±1,2	10 µl 1 µl	0,16 0,08	1,6 8	rose	10, 20, 50
4610120	8	5-50 µl	0,1 µl	±0,75 ±0,25	±1,5 ±5,0	50 µl 5 µl	0,35 0,1	0,7 2	jaune	250 Univ, 200 Long
4610140	8	30-300 µl	1 µl	±3,0 ±1,5	±1,0 ±5,0	300 µl 30 µl	0,9 0,6	2,0 0,3	orange	300
4610110	12	1-10 µl	0,1 µl	±0,24 ±0,12	±2,4 ±1,2	10 µl 1 µl	0,16 0,08	1,6 8	rose	10, 20, 50
4610130	12	5-50 µl	0,1 µl	±0,75 ±0,25	±1,5 ±5,0	50 µl 5 µl	0,35 0,1	0,7 2	jaune	250 Univ, 200 Long
4610150	12	30-300 µl	1 µl	±3,0 ±1,5	±1,0 ±5,0	300 µl 30 µl	0,9 0,6	2,0 0,3	orange	300
4610170	16	5-50 µl	0,1 µl	±0,75 ±0,25	±1,5 ±5,0	50 µl 5 µl	0,35 0,10	0,7 2,0	turquoise	50

* s.d. = déviation standard,
CV = coefficient de variation

