

# Tabouret ou siège opérateur 22012

SOCI  
MED

CE



Tabouret ou siège opérateur 22012:  
Siège à usages multiples pour les  
domaines de la chirurgie, anesthésie et  
ambulance Châssis de sécurité en acier  
inox avec 5 roulettes doubles pour sols  
durs Réglage en hauteur par ressort à gaz  
de sécurité commandé par le disque de  
commande à pied en acier inoxydable  
au-dessous de la base Assise ronde avec  
rembourrage antistatique noir  
Supplément pour les coloris hors série



*Leader de la distribution du matériel médical*

SOCIMED



10 Avenue du colonel Rol Tanguy  
Z.A.C. du Bois Moussay  
93240 Stains, France

Tel: 0033(0)149988672 Fax: 0033(0)155931257 [socimed@socimed.com](mailto:socimed@socimed.com)