



COMPACT Dynamic

Récupérateur d'amalgame mono poste avec séparation eau/air dynamic intégrée et vanne de sélection de poste.

Récupérateur d'amalgame COMPACT Dynamic

Caractéristiques du produit:

- **Construction compacte:** Grâce aux dimensions les plus réduites et aux connexions flexibles, il est possible d'intégrer le séparateur d'amalgame COMPACT Dynamic dans la plupart des unités dentaires (il ne faut pas de raccords pour l'air comprimé et l'eau). La sédimentation dans les conduites post-posées est évitée de cette manière.
- **Technologie compacte:** Il n'y a qu'un seul moteur pour l'actionnement de la séparation air/eau, de la centrifugeuse et de la pompe.
- **Sécurité d'exploitation:** Grâce à la séparation dynamique, la sensibilité à la formation de mousse et à l'encrassement sont réduites à un minimum.
- **Facilité d'entretien et de maintenance:** Pour l'entretien ou une éventuelle réparation, il est possible de retirer le module de base en un seul geste de sa fixation et de le démonter en desserrant une seule vis.

Données techniques:

- Alimentation en tension: 24 V AC
- Fréquence: 50/60 Hz
- Consommation max. en courant: 6,3 A
- Consommation max. en puissance: 100 VA
- Plage de dépression: 80 mbar - 160 mbar
- Taux de séparation: 96,4% (selon standard allemand)
- Volume utilisable du récipient: 320 cm³
- Intervalle d'échange du récipient: env. 6 - 8 mois
- Systèmes d'aspiration admissibles: sec ou humide
- Débit d'eau max.: 4,5 l/min (1,5 l/min côté aspiration
+ 3 l/min côté crachoir)
- Dimensions (H x L x P): 301 x 173 x 110 mm
- Poids vide COMPACT Dynamic: 1,5 kg
- Numéro d'agrégation DIBT: Z - 64.1-2

Présentation:

- 1 appareil de base COMPACT Dynamic
- 1 vanne de sélection de poste
- 1 cache pour platine
- 1 clavier externe
- 1 récipient d'échange dans l'emballage de transport
- 1 manuel d'installation, de fonctionnement et de service
- 1 livret d'entretien

Accessoires

➤ figure à gauche

Boîtier au sol

➤ figure à droite

Kit de raccordement pour la vanne de selection de poste



➤ Boîtier au sol:

Dans le cas où le montage ultérieur dans l'unité s'avérerait impossible pour des motifs techniques, l'installation dans un boîtier au sol esthétique est optionnelle. Le boîtier ne demande que peu de place. Dans le boîtier sont intégrés également le transformateur pour l'alimentation en tension et le clavier externe.

Dimensions (H x L x P):	340 x 280 x 185 mm
Poids (avec COMPACT Dynamic):	5 kg
Tension:	220 V, 50/60 Hz
Consommation max. de puissance:	100 VA
Couleur standard:	blanc/gris

➤ Kit de raccordement pour la vanne de selection de poste:

Dans le cas où la soupape d'aspiration serait montée séparément du module de base, librement dans la tuyauterie d'aspiration, un kit de pièces nécessaires est disponible.

Volume de livraison: 2 raccords \varnothing 25-27mm avec connection pour l'air de régulation, 1 bouchon pour la connection de l'air de régulation, 1 tuyau pour la connection de l'air de régulation pour l'électrovanne, 1 plaque à bornes

Boîtier au sol
Kit de raccordement pour la vanne
de selection de poste

Référence: 40050100

Référence: 40050021