

FICHE PRODUIT

Chariot de transport et de présentation horizontal

Référence : SOC-CHAR190

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

- Cet équipement est entièrement en inox de qualité 304L avec structure tubulaire.
- Les rails de roulement pour civières possèdent un système de blocage des roues.
- Le chariot est équipé de 4 roues pivotantes de 100mm de diamètre dont 2 avec freins.

Dimensions:**Chariot horizontal:** L 1560 x P 600 x H 680**Civière et protections caoutchouc en option**

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots/1-chariot-de-transport-et-de-presentation-horizontal.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com