


**FICHE PRODUIT**

## Fauteuil dentaire, Modèle ID200 Ortho

Référence : SOC-ID200CPORTHO

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

### Description du produit

Il Possède à la place du carquois un porte-plateau double sur un bras articulé, deux instruments sur la console assistant peuvent être ajoutés en plus des deux tubes d'aspiration chirurgie magnétique.

Possibilité de commander au pied pour le fonctionnement des instruments dynamiques, chip-air, chip-blower.

Le fauteuil existe dans la version avec un programme de vidage de mémoire ou dans la version avec un programme de vidage de mémoire, de retour à la dernière position de travail et de deux autres positions de travail de mémoire modifiable par l'utilisateur. Le fauteuil peut-être actionner par la console de l'assistant et par le pédalier.

Le rinçage de la cuvette et le remplissage du verre sont eux aussi commandés par la console de l'assistant et sont réglés aussi bien pour le flux que pour le temps.

Le produit est certifié et construit en pleine conformité des normes européennes pour la sécurité et l'hygiène : CE93/42 ECC, 89/392 CE, 89/336 CE.

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/fauteuil-dentaire/10-modele-id200-ortho.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 1         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)