

FICHE PRODUIT



Pompe à sang, Modèle JHBP-2000B

Référence : SOC-JHBP

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

• Caractéristiques

- **Fonction** □ offre un lecteur de corps extérieur
- **Taille du conditionnement** □ 37×37×36 cm □
- **Matériel de conditionnement** □ carton en bois

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-dialyse/10001-pompe-a-sang-jhbp-2000b.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com