

FICHE PRODUIT

Balance-Agitateur de Poche de Sang, Modèle GENESIS CM735A

Référence : SOC-CM735A

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Balance-Agitateur de Poche de Sang, Modèle GENESIS CM735A

La **Balance-agitateur de Poche de Sang GENESIS CM735A** est le mélangeur automatisé le plus précis, le plus durable et le plus fiable conçu. ayant une précision de poids de ± 1 gramme et un affichage numérique amélioré. Elle surveille le flux sanguin, tare automatiquement, réduit le taux d'insuffisance (QNS) et surplus de saignements. De plus la **balance -agitateur CM735A** est doté d'une batterie rechargeable, ce qui fait de lui l'agitateur de Poche de Sang Parfait pour les sites mobiles et fixes.

Spécifications de la balance-agitateur de Poche de Sang GENESIS CM735A

- L'action basculante mélange le sang avec un anticoagulant
- Fixation automatique des tubes lorsque le volume collecté atteint le volume pré-réglé
- Affichages numériques améliorés:
- Volume pré-réglé par l'opérateur
- Volume collecté en mL
- Poids total en grammes (g)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Durée de l'écoulement
- Alarmes audibles / visuels pour signaler un faible écoulement de sang, batterie faible et fin de la collecte
- Plateau étanches: fait d'un bac profond muni des filtres en ligne. La base magnétique assure la stabilité et permet au plateau d'orienter les tubes
- Réduit les excès et les insuffisances de saignements (unités QNS)
- Tare automatiquement les sacs et filtres de collecte
- Batterie Ni-Cad rechargeable ou puissance 11rN / 22CNA / C
- Chargeur individuel inclus
- Conçu pour l'utilisation mobile / le cas de transport inclus
- Efficace pour la collecte de sang de cordon
- UI / CSA approuvé

Caractéristiques de la balance-agitateur de Poche de Sang GENESIS CM735A

- Dimensions externes: L. 115,5 x l. 8,0 x H. 5,5
- Volume de collecte: G - 1199 mL
- Affichage de poids: 0-1199 g
- Affichage du temps écoulé: 0-19 minutes 59 secondes
- Gamme de volume cible: 0-1199 ml Valeur par défaut ; 450 ml ou 500 mL avec incréments de 5 mL
- Précision:

Précision de poids: ± 1 g

Tolérance de poids: 0-3g

- LCD Affichage personnalisé
- Exigences d'alimentation: 110V-120V AIC, 220V-24CN AIC, 50-60Hz
- Batterie: rechargeable Ni-Cad 12V oc
 - Poids:

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Mélangeur avec batterie: 7 lbs (3,17 kg)
- Mélangeur avec étui et accessoires ali (sac) 12 lbs(5,44 kg)
- Poids à l'expédition: 17 lbs (7,8 kg)
- Emballage: une unité par carton

Accessoires :

- Batterie Ni-Cad
- Unité de recharge de batterie
- Adaptateur de puissance AIC
- Manuel d'utilisation
- Caisse de transport
- Support pour le mixeur

Accessoires optionnels:

Chargeur multi-batterie

Contrat de service prolongé

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/10004-agitateur-de-poche-de-sang-modele-genesis-cm735a.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com