

FICHE PRODUIT



Boîte d'accouchement complète

Référence : SOC-ACC1

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Composition de la boîte d'accouchement complète.

- Boîte 20 x 10 x 5 cm en acier inoxydable.
- Ciseau Dauphin 14 cm.
- Ciseau de lister 14 cm.
- Pince de Kocher A/G 14 cm droit.
- Pince à disséquer S/G 14 cm.
- Porte aiguille Mayo Hegard.
- Sonde urinaire femme rigide.
- Pince péan de Murphy 16cm.
- Manche de bistourie.
- Sonde cannelée.
- Perce membrane.
- Mètre ruban.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/set/10006-boite-d-accouchement-complete.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com