

FICHE PRODUIT

Tube à hémolyse en verre SODO U.U. 75X12 MM

Référence : SOC-400154

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube à hémolyse en verre SODO U.U. 75X12 MM

Conditionnement: S/500

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-hemolyse/10009-tube-a-hemolyse-en-verre-sodo-u-u-75x12-mm-le-500.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com