

FICHE PRODUIT



Tube hemolyse PS STérile 5ML 13X75 + BOUCHON

Référence : SOC-401517

Points forts

- délais : 48 heures
- Résolution de l'écran : Full HD

Description du produit

Tube hemolyse PS STérile 5ML 13X75 + BOUCHON

Conditionnement: S/2000

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-hemolyse/10010-tube-hemolyse-ps-sterile-5ml-13x75-bouchon-x-2000.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Résolution de l'écran	Full HD

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com