


FICHE PRODUIT



Tube hemolyse en verre fond rond 9/10 12X100MM

Référence : SOC-401095

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube hemolyse en verre fond rond 9/10 12X100MM

Conditionnement: B/250

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-hemolyse/10011-tube-hemolyse-en-verre-fond-rond-9-10-12x100mm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com