

FICHE PRODUIT

Tube hemolyse en verre 75X12 MM EP. 8/10

Référence : SOC-505773

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tube hemolyse en verre 75X12 MM EP. 8/10

Conditionnement: S/500

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-a-hemolyse/10012-tube-hemolyse-en-verre-75x12-mm-ep-8-10.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com