


FICHE PRODUIT



Blouse Coton/Polyester col revers manche longue

Référence : SOC-605533

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Blouse 65 % polyester - 35 % coton manche longue

Blouse 65 % polyester - 35 % coton

Poids : 240 g/m²

Couleur : blanc

Boutons fermeture à pression.

3 poches.

Col à revers.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/blouses-blanches-en-non-tisse/10017-blouse-coton-polyester-col-revers-manche-longue.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com