

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse LC-04S 4000 tr/min - 12 x 20 ml

Référence : SOC-LC04S

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Centrifugeuse de paillasse basse vitesse LC-04S

La **centrifugeuse de table LC-04S** est un instrument de laboratoire polyvalent, largement utilisé dans les **départements de biologie, de médecine et de chimie**. Elle est principalement employée pour la **séparation de cellules et de particules** ainsi que pour l'évaluation de l'immunité radioactive, dans les laboratoires d'analyses, hospitaliers et de recherche.

Des performances adaptées à la routine

Avec une **vitesse maximale de 4000 tours/min** et une force centrifuge relative (RCF) atteignant **2325 xg**, la LC-04S couvre les besoins de centrifugation à basse vitesse au quotidien. Sa minuterie réglable de **0 à 30 minutes** et son réglage progressif de la vitesse permettent d'adapter précisément chaque cycle au type d'échantillon traité.

Capacité du rotor

Livrée complète avec son **rotor de 12 tubes de 20 ml**, elle traite plusieurs échantillons simultanément tout en conservant un encombrement réduit, idéal pour les paillasses de laboratoire où l'espace est compté.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Sécurité et simplicité d'utilisation

La LC-04S intègre un **interrupteur de sécurité** garantissant un fonctionnement fiable et protégé. Sa conception **simple à utiliser**, son boîtier métallique classique robuste et sa faible empreinte au sol en font un appareil pratique et durable pour un usage intensif.

Caractéristiques techniques

Modèle : **LC-04S**. Vitesse de rotation : **4000 tr/min**. RCF maximale : **2325 xg**. Minuterie : 0 à 30 min. Capacité du rotor : **12 x 20 ml**. Alimentation : 110 V 60 Hz / 220 V 50 Hz. Dimensions : 280 x 300 x 240 mm. Poids : 9 kg. Livrée avec rotor et interrupteur de sécurité.

Modèle	LC-04S
Nombre de rotation par minute	4000 RPM
RCF Max.	2325 xg
Intervalle de temps	0-30min
Capacité du rotor	20ml x12
Alimentation	110V 60Hz /220V 50Hz
Dimensions (mm)	280 x 300 x 240mm
Poids	9kg

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/10018-centrifugeuse-de-table-a-basse-vitesse-modele-lc-04s.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com