

FICHE PRODUIT

Centrifugeuse de laboratoire à basse vitesse pour PRP, Modèle TD4C

Référence : SOC-TD4C

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Effets de l'injection PRP

- **Puissant anti-ride** : PRP est riche d'une douzaine de facteurs de croissance qui, après injection du derme superficiel, peut stimuler une importante quantité de collagène, de fibres élastiques, de gommes et autres productions, afin d'atteindre sa fonction de puissant anti-ride.
- **Maîtriser la perte de tissus** : Lorsque le PRP est injecté dans la peau, le facteur de croissance fort va favoriser la régénération des tissus tels que : les cicatrices creuses, les pertes de tissus avec effets importants, etc. Il est aussi utilisé pour l'augmentation des lèvres.
- **Pour les rides** (lignes) du cou et du front ; les pieds de corbeau, les rides d'expression, les vergetures, le motif de croissance, les lignes fines autour des yeux, le motif du nez et les rides de la bouche : toutes ces rides communes, peuvent être efficacement effacées grâce à la rhytidectomie à injection PRP.
- **La rhytidectomie à injection PRP** peut traiter l'hyperpigmentation post-inflammatoire, le

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

changement de pigments (pigmentation), le coup de soleil, la rosacée, le mélasme et l'acné.

- **Pour la peau pendante** du visage, des mains et du cou ; la peau rugueuse, la peau terne, noire et jaune ; la rhytidectomie à injection PRP peut les résoudre.
- **Protection de la peau sensible** : Le traitement continu au PRP, peut modifier le système de stress original de la peau, la rendre plus saine, plus énergétique et améliorer les allergies cutanées.

Spécificités de la Centrifugeuse de laboratoire à basse vitesse pour PRP, Modèle TD4C

- Modèle : TD4C
- Vitesse maximale : 4000 tour/ min.
- RCF Max. : 2150 xg
- Angle du rotor : 8 x 15 ml (tube)
- Moteur : Moteur DC sans balai
- Bruit : ≤55dBA
- Intervalle de temps: 0 - 99min
- Alimentation: AC220V 50HZ 5A
- Dimension : 260 x 300 x 200 mm
- Alimentation : 220 V
- Poids : 7 kg 212.1g

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/centrifugeuses-de-laboratoire/10020-centrifugeuse-de-laboratoire-a-basse-vitesse-pour-prp-modele-td4c.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com